

forte rhinoBeam

D
GB
F
I
E

Model RB-01
Version: 1.1



forte rhinoBeam

I Congratulazioni!

Acquistando l'apparecchio terapeutico rhinoBeam avete scelto un apparecchio moderno, con comando con microprocessore per il trattamento terapeutico con onde luminose, che vi permette di mantenere e aumentare il benessere fisico.

Prima di utilizzare il vostro apparecchio terapeutico rhinoBeam leggere attentamente le istruzioni per l'uso e prestare particolare attenzione alle avvertenze relative alla sicurezza.

E ¡Enhorabuena!

Con el aparato terapéutico rhinoBeam, Vd. ha adquirido un moderno aparato de fototerapia, controlado por microprocesador, mediante el que Vd. podrá conservar e incrementar su bienestar corporal de forma eficaz. Le rogamos lea atentamente el manual de instrucciones, teniendo especialmente en cuenta las advertencias de seguridad antes de utilizar el aparato terapéutico rhinoBeam.

forte rhinoBeam

D Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem rhinoBeam Therapiegerät haben Sie ein modernes, mikroprozessor gesteuertes, lichttherapeutisches Behandlungsgerät erworben, mit dem Sie wirksam Ihr körperliches Wohlbefinden erhalten und steigern können.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr rhinoBeam Therapiegerät benutzen.

GB Congratulations!

We congratulate you on your purchase of a rhinoBeam therapy device, a modern microprocessor controlled, optical therapy device that can be used to effectively maintain and increase your bodily well-being.

Please carefully read the instructions for use and above all take note of the safety instructions before using your rhinoBeam therapy device.

F Félicitations!

Vous venez d'acquérir, avec cet appareil thérapeutique rhinoBeam, un appareil moderne de traitement thérapeutique par la lumière piloté par ordinateur avec lequel vous pourrez maintenir votre bien-être corporel et l'augmenter de façon effective.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi et en respecter surtout les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil thérapeutique rhinoBeam.

forte rhinoBeam

D


Wirkungsweise des rhinoBeam forte.

Das rhinoBeam Therapiegerät wirkt durch die tief in das Körpergewebe eindringenden monochromatischen Lichtwellen, rhinoBeam behebt den zellulären Energienotstand, da die ultrastarken Photonenstrahler direkt auf die Zellen wirken. Durch die Behandlung wird ATP (Adenosintri-phosphat) eine molekulare Zellenergie, gebildet. Dadurch kann es zu einer spürbaren Verbesserung der Gesundheitsstörung kommen. Während der Behandlung mit dem rhinoBeam kommt es gleichzeitig zu einer Magnetfeldstimulation. Eine Erhöhung der Abwehrkraft kann die Folge sein.

Wir empfehlen die Behandlung mit dem rhinoBeam in entspannt sitzender oder liegender Position vorzunehmen. Zur Steigerung Ihrer Immunkräfte sind zwei bis drei Behandlungen (à zehn Minuten) pro Tag empfehlenswert.

Sollten die mit dem rhinoBeam behandelten Symptome trotz vorschriftsmäßiger Anwendung des Gerätes nicht innerhalb von drei bis vier Tagen abklingen bzw. keine Besserungstendenzen erkennbar sein, sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Anwendungsgebiete: Schnupfen und Heuschnupfen



rhinoBeam *forte*

GB


How rhinoBeam forte works.

The rhinoBeam therapy device emits monochromatic light waves that penetrate deep into body tissue. RhinoBeam is capable of remedying a cellular energy crisis because the ultrastrong photon emitters act directly on the cells. This treatment leads to the production of ATP (adenosine triphosphate), a molecular-level cellular energy. This can lead to a noticeable improvement in an ill-health condition. During the course of a rhinoBeam treatment, the patient also undergoes magnetic field stimulation. This can result in a boosting of the body's natural resistance.

We recommend that the rhinoBeam treatment be undertaken in a relaxed seated or lying position. To increase your immune resistance, it is advisable to carry out the treatment two to three times daily (5 minutes at a time).

If despite using the device correctly the symptoms you are treating using rhinoBeam have still not eased after three to four days, or you cannot discern any tendency towards improvement, you should seek medical advice.

Applications: Cold and hay fever



rhinoBeam *forte*


I

Azione terapeutica di rhinoBeam forte.

L'apparecchio terapeutico rhinoBeam agisce tramite le onde luminose monocromatiche che penetrano profondamente nei tessuti del corpo. RhinoBeam elimina lo stato di emergenza energetico delle cellule poiché gli emettitori ultra forti di fotoni agiscono direttamente sulle cellule. In seguito al trattamento si forma l'ATP (adenosintrifosfato) un'energia cellulare molecolare. Ciò può permettere un sensibile miglioramento dei disturbi. Durante il trattamento con rhinoBeam si ha contemporaneamente una stimolazione del campo magnetico, con la possibile conseguenza di un aumento delle difese immunitarie.

Consigliamo di effettuare il trattamento col rhinoBeam stando distesi o seduti in posizione rilassata. Per accrescere le difese immunitarie sono consigliabili da due a tre trattamenti (5 minuti) al giorno. Qualora i sintomi trattati con il rhinoBeam, nonostante un utilizzo conforme alle prescrizioni dell'apparecchio, non si affievoliscono dopo tre o quattro giorni e/o non è visibile alcun miglioramento, bisogna consultare il medico.

Campo di applicazione: raffreddore e raffreddore da fieno.



rhinoBeam *forte*

F


Mode d'action du rhinoBeam forte.

L'appareil thérapeutique rhinoBeam agit par les ondes lumineuses monochromatiques qui pénètrent profondément dans le tissu corporel. rhinoBeam remédie au mauvais état énergétique cellulaire étant donné que les émetteurs de photons extrêmement forts agissent directement sur les cellules. Ce traitement permet de générer l'ATP (adénosine triphosphate), une énergie cellulaire moléculaire. Ce qui peut mener à une nette amélioration du trouble. Pendant le traitement avec rhinoBeam, le champ magnétique est simultanément stimulé. Ce qui peut entraîner une augmentation des défenses immunitaires.

Nous recommandons d'effectuer le traitement avec rhinoBeam en position détendue assise ou couchée. Pour améliorer vos défenses immunitaires, il est recommandé d'effectuer ce traitement à raison de deux à trois fois par jour (de 5 minutes chacune).

Si les symptômes traités par rhinoBeam ne faiblissent pas dans les trois à quatre jours suivant le commencement du traitement avec rhinoBeam, malgré une utilisation de l'appareil respectueuse des directives, ou encore, si aucune tendance à l'amélioration ne se fait sentir, alors veuillez consulter un médecin.

Domaines d'application: rhumes et rhume des foins.



rhinoBeam *forte*


E

Cómo actúa rhinoBeam forte: efecto

El aparato terapéutico rhinoBeam utiliza las ondas luminosas monocromáticas que actúan en profundidad, penetrando en los tejidos. RhinoBeam subsana el déficit inminente de energía celular, ya que el ultrapotente emisor de fotones actúa directamente sobre las células. Mediante su aplicación, se forma ATP (adenosintrifosfato), es decir energía molecular para la célula. De este modo se puede producir una mejora perceptible del trastorno en cuestión. Durante el tratamiento con rhinoBeam, se produce simultáneamente una estimulación por campo magnético. Como consecuencia se puede producir un aumento de las defensas.

Recomendamos llevar a cabo el tratamiento con rhinoBeam sentado o tumbado en posición relajada. Para potenciar el sistema inmunodefensivo se recomienda repetir el tratamiento de dos a tres veces al día (5 minutos).

Si los síntomas tratados con rhinoBeam no remitieran en el plazo de tres a cuatro días, a pesar de haber aplicado el aparato de forma correcta o no se experimentara una mejora, se deberá acudir al médico.



rhinoBeam *forte*

D

Wichtige Hinweise!

- * Hinweise sorgfältig lesen.
- * Niemals in den direkten Lichtstrahl des rhinoBeam blicken, auch nicht mit optischen Instrumenten (Lupe usw.)
- * Bei Unklarheiten der Anwendung empfehlen wir Rücksprache mit dem Arzt zu halten.
- * Das Gerät für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- * Gerät darf nicht von Trägern von Herzschrittmachern verwendet werden!
- * Der Betrieb in Verbindung mit Narkosegasen oder brennbaren Stoffen ist zu vermeiden.
- * Bei längerem Nichtgebrauch Batterien ausbauen. Nach ca. 200 Behandlungen Batterien wechseln.
- * Reparaturen dürfen nur von den als Serviceadressen angegebenen, autorisierten Stellen durchgeführt werden.

Reinigung



Lichtleiter vor jeder Behandlung 10 Minuten in kochendem Wasser sterilisieren. Das rhinoBeam Gerät nur mit einem feuchtem Tuch reinigen.

Technische Daten:

Gerätetyp:	Light emitting diodes class 1	
Schutzklasse:	interne Versorgung	
Lichtwellenlänge:	620 - 660 nm	
Ausgangsleistung:	max. 5 mW	
Stromversorgung:	2 x 1,5 V Alkali-Batt. AA, LR6	
Nennspannung:	3 VDC (Min. 2.2v)	
Betriebsart:	Dauerbetrieb	
Measurement:	117 x 50 x 25 mm	

rhinoBeam *forte*

I

Avvertenze importanti!


- * Leggere attentamente le avvertenze.
- * Non guardare mai direttamente il raggio luminoso del rhinoBeam, nemmeno con strumenti ottici (lente d'ingrandimento etc.)
- * In caso di dubbi sull'utilizzo si raccomanda di chiedere consiglio al medico.
- * Non tenere l'apparecchio a portata di mano dei bambini.
- * L'apparecchio non può essere usato da portatori di pace-maker!
- * Non usare insieme a gas anestetizzanti o a sostanze infiammanti.
- * In caso di non utilizzo prolungato togliere le batterie. Cambiare le batterie dopo circa 200 trattamenti.
- * Le riparazioni possono essere eseguite soltanto nei punti autorizzati indicati di servizio assistenza clienti.

Pulizia



Prima di ogni trattamento sterilizzare i conduttori di luce in acqua bollente per dieci minuti. Pulire l'apparecchio rhinoBeam solo con un panno umido.

Caratteristiche tecniche:

Tipo di apparecchio:	Light emitting diodes class 1	
Classe di protezione:	alimentazione interna	
Lunghezza onde luminose:	620-660 nm	
Potenza in uscita:	max. 5 mW	
Alimentazione di corrente:	2 x 1,5 V, batterie alcaline, AA, LR6	
Tensione nominale :	3 VDC (Min. 2.2v)	
Measurement:	117 x 50 x 25 mm	

rhinoBeam *forte*

GB

Important instructions!


- * Carefully read all instructions.
- * Never look directly into the rhinoBeam light beam, even using an optical instrument (magnifying glass, etc.)
- * If any aspect of usage is unclear, we recommend that you consult your doctor.
- * Keep the device out of reach of children.
- * The device must not be used by persons wearing a pacemaker!
- * Avoid operating the device in the vicinity of anesthetic gases or flammable substances.
- * Remove batteries if you won't be using the device for a longer period of time. Replace the batteries after approx. 200 treatments.
- * Repairs should only be carried out by those authorized service agents whose address has been specified here.

Cleaning



Sterilise light conductors in boiling water for 10 minutes prior to each treatment. Use only a moist cloth to wipe the rhinoBeam device.

Technical specifications:

Device type:	Light emitting diodes class 1	
Protection class:	internal supply	
Wavelength:	620-660 nm	
Output:	max. 5 mW	
Power supply:	2 x 1,5 V alkali-battery, AA, LR6	
Nominal voltage:	3 VDC (Min. 2.2v)	
Measurement:	117 x 50 x 25 mm	

rhinoBeam *forte*

F

Consignes importantes!


- * Lisez attentivement ces consignes..
- * Ne dirigez jamais vos yeux directement sur le rayon de lumière du rhinoBeam, même pas avec des instruments optiques (loupe etc.)
- * Si l'utilisation ne vous est pas assez claire, veuillez consulter votre médecin.
- * Conservez l'appareil à l'abri des enfants.
- * Cet appareil ne doit pas être utilisé par des patients ayant un stimulateur cardiaque intracorporel!
- * Evitez de le faire marcher en présence de gaz anesthésiques ou de substances inflammables.
- * Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée. Changez les piles après env. 200 traitements.
- * Les réparations doivent exclusivement être réalisées par les postes dûment autorisés indiqués sous les adresses de services après-vente.

Nettoyage



Stériliser le conducteur optique pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante avant chaque traitement. Nettoyez le rhinoBeam uniquement avec un chiffon humide.

Caractéristiques techniques:

Type d'appareil:	Light emitting diodes class 1	
Catégorie de protection:	alimentation interne	
Longueur d'onde lumineuse:	620-660 nm	
Puissance à la sortie:	max. 5 mW	
Alimentation en tension:	pile alcaline 2x 1,5V, AA, LR6	
Tension nominale:	3 VDC (Min. 2.2v)	
Measurement:	117 x 50 x 25 mm	

rhinoBeam *forte*

¡Importante! **E**

- Lea detenidamente las instrucciones.
- No mire nunca directamente el rayo de luz de rhinoBeam, ni siquiera con instrumentos ópticos (lupa, etc.).
- En caso de duda en la aplicación recomendamos que se ponga en contacto con el médico.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
- ¡El aparato no podrá ser usado bajo ningún concepto por personas que lleven marcapasos!
- Se ha de evitar el uso en combinación con gases anestésicos o sustancias inflamables.
- Extraiga las pilas en caso de no usar el aparato por un espacio prolongado de tiempo. Cambie las pilas después de aprox. 200 tratamientos.
- Las reparaciones solo podrán ser efectuadas por los establecimientos autorizados indicados como direcciones de servicio de asistencia técnica.

Limpieza



Previamente a cada tratamiento, deberá esterilizarse el conductor luminoso durante 10 minutos en agua hirviendo. Limpie el aparato rhinoBeam forte únicamente con un paño húmedo.

Características técnicas

Tipo de aparato:	Light emitting diodes class 1
Categoría de protección:	suministro interno
Longitud de onda luminosa:	620 - 660 nm
Alimentación de corriente:	2 x 1.5V pilas alcalinas R6, LR6, AA
Tensión nominal:	3 V DC (Min. 2.2v)
Régimen de funcionamiento:	Funcionamiento en continuo
Measurement:	117 x 50 x 25 mm



rhinoBeam *forte*

D Benutzung des rhinoBeam forte

Gerät einschalten und die Lichtleiter vorsichtig in die Nase einführen. Während der Behandlung durch den Mund atmen. Das Gerät schaltet nach 5 Minuten automatisch aus.

GB Using the rhinoBeam forte

Switch on the device and carefully insert the light emitters into the nose. Breath through the mouth during the treatment. The device will switch itself off automatically after 5 minutes.

F Pour utiliser le rhinoBeam forte

Mettez l'appareil en circuit et introduisez précautionneusement les fibres optiques dans le nez. Pendant le traitement, respirez par la bouche. L'appareil se met automatiquement hors circuit au bout de 5 minutes.

I Come utilizzare rhinoBeam forte

Accendere l'apparecchio e introdurre con cautela il conduttore ottico nel naso. Durante il trattamento respirare con la bocca. L'apparecchio si disinserisce automaticamente dopo 5 minuti.

E Uso de rhinoBeam forte

Conecte el aparato e introduzca con cuidado el conductor de luz en la nariz. Durante la aplicación se ha de respirar por la boca. El aparato se desconecta automáticamente transcurridos 5 minutos.



rhinoBeam *forte*

D Vor der Benutzung

1. Lichtleiter "A" aufstecken.
2. Batteriefach "B" öffnen.
3. Batterien "C" einlegen.

GB Getting started

1. Connect the light emitters "A"
2. Open the battery cartridge "B"
3. Insert batteries "C"

F Pour commencer


1. Enfichez la fibre optique "A"
2. Ouvrez le compartiment à piles "B"
3. Introduisez les piles "C"

I Operazioni preliminari

1. Inserire il conduttore ottico "A"
2. Aprire lo scomparto delle batterie "B"
3. Inserire le batterie "C"

E Antes del uso

1. Conectar conductor de luz "A"
2. Abrir compartimento para pilas "B"
3. Introducir pilas "C"



rhinoBeam *forte*

Garantie **D**

Wir übernehmen für unser Produkt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch von Teilen oder des Gerätes. Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch (Betrieb mit falscher Stromart/Spannung, Anschluß an ungeeignete Stromquellen, Bruch) zurückzuführen sind, normaler Verschleiß und Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Stellen, die nicht von uns autorisiert sind, oder bei Verwendung nicht originaler Ersatzteile. Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum durch Stempel und Unterschrift des Händlers auf der Garantiekarte und der Registrierkarte bestätigt ist.

Diese Garantie kann in allen Ländern in Anspruch genommen werden, in denen dieses Gerät von autorisierten Händlern verkauft wird und in denen Einfuhrbeschränkungen oder sonstige rechtliche Bestimmungen der Garantieleistung nicht entgegenstehen. Im Garantiefall geben Sie bitte das vollständige Gerät mit der ausgefüllten Garantiekarte einem unserer autorisierten Service-Händler oder senden Sie beides an die nächstgelegene Kundendienststelle. Sonstige Ansprüche jeglicher Art aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, soweit nicht unsere Haftung zwingend vorgeschrieben ist. Die Gewährleistungsansprüche aus diesem Kaufvertrag gegen den Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt.

rhinoBeam

forte

Warranty GB

We grant a 2 year guarantee on our product commencing on the date of purchase.

Within this guarantee period we shall settle free of charge all defects found to be due to faulty material or workmanship, either by repair, exchange of parts or whole unit.

This guarantee does not apply to damages brought about through improper handling (wrong electric current/voltage, connection to unsuitable mains supply, breach), normal wear, or defects which affect the usefulness of the unit insignificantly.

The guarantee expires in cases of intervention by unauthorized parties, or by use of not original spare parts. The guarantee becomes effective only, if the date of purchase is confirmed on the guarantee card and the registration card with stamp and signature of the dealer.

This guarantee is valid in all countries where this unit is sold by authorized dealers and in which restrictions of import or other legal regulations do not oppose against it.

In the event of a claim the complete unit, accompanied by the correctly filled in guarantee card, is to be sent to our authorized dealer, or both sent to the next customer service representative. Any other claims of any kind are excluded from this guarantee, unless our liability is not imperatively prescribed. This guarantee claims of the contract of purchase against the seller are not affected by this guarantee.

rhinoBeam

forte

Garanzia I

Il nostro prodotto ha una garanzia di due anni a partire dalla data di acquisto.

Durante tale periodo eliminiamo gratuitamente guasti dell'apparecchio che derivano da difetti di materiale o di produzione a nostra discrezione con riparazioni o sostituzioni di pezzi o dell'intero apparecchio.

Sono esclusi dalla garanzia: danni riconducibili ad un impiego improprio (funzionamento con tipo di corrente/tensione sbagliata, collegamento a fonti di corrente non adatte, rottura), a normale usura e a difetti che infuiscono in modo irrilevante sul valore o sull'idoneità d'uso dell'apparecchio. La garanzia si estingue in caso di interventi effettuati da centri da noi non autorizzati o in seguito all'impiego di pezzi di ricambio non originali. La garanzia ha validità soltanto se la data d'acquisto è confermata dal timbro e dalla firma del rivenditore apposti sul certificato di garanzia e sul foglio di registrazione.

Questa garanzia può essere fatta valere in tutti i paesi in cui questo apparecchio viene venduto da rivenditori autorizzati e nei quali limitazioni alle importazioni o altre disposizioni giuridiche non si oppongano alla prestazione della garanzia. In caso di ricorso alla garanzia si prega di consegnare l'apparecchio completo del certificato di garanzia compilato ad uno dei nostri centri di vendita e assistenza autorizzati, oppure spedire entrambi al più vicino centro assistenza clienti. Sono esclusi da questa garanzia, altri diritti di qualsiasi tipo, a meno che la nostra responsabilità non sia perentoriamente prescritta. La presente garanzia non riguarda i diritti di prestazione di garanzia derivanti dal contratto d'acquisto nei confronti del venditore.

rhinoBeam

forte

Garantie F

Nous garantissons nos produits pendant une période de 2 ans à partir de la date de vente.

Pendant la période de garantie, nous éliminons gratuitement les défauts de l'appareil ayant pour origine une erreur de matériau ou de fabrication, selon notre choix en les réparant ou en remplaçant certaines pièces de l'appareil.

Sont exclus de la garantie: les dommages dus à une utilisation non conforme aux règles de l'art (fonctionnement avec un mauvais courant/mauvaise tension, raccordement à une source de courant inappropriée, bris), l'usure normale et les défauts qui ne portent atteinte que de façon insignifiante à la valeur, voire à la fonctionnalité de l'appareil. La garantie est caduque en cas d'interventions de postes n'ayant pas été autorisés par nous ou en cas d'utilisation de pièces de rechange n'étant pas d'origine. La garantie n'est assurée que si la date d'achat est confirmée sur le bon de garantie et le ticket d'enregistrement par un cachet et la signature du commerçant.

Ont accès à cette prestation de garantie tous les pays dans lesquels cet appareil est vendu par un concessionnaire autorisé et qui ne sont pas soumis à des limitations d'importation ou d'autres directives pouvant s'opposer à cette garantie. En cas de garantie, veuillez, s'il vous plaît remettre l'appareil complet et le bon de garantie dûment rempli à l'un de nos commerçants d'un service après-vente autorisé ou envoyez-les au prochain poste de service après-vente. Toute exigence autre, de quelque forme que ce soit, posée en raison de cette garantie est exclue dans la mesure où notre responsabilité n'est pas prescrite de façon obligatoire. Les garanties issues de ce contrat d'achat contre le vendeur ne sont pas remises en question par cette garantie.

rhinoBeam

forte

Garantía E

Ofrecemos una garantía de 2 años para nuestros productos a partir de la fecha de compra.

En el plazo cubierto por la garantía subsanamos de forma gratuita cualquier deficiencia del aparato relacionada con fallos de fabricación o defectos del material, dejando a nuestra elección llevarlo a cabo mediante reparación, cambio de piezas o de aparato.

Quedan excluidos de la garantía: los daños que se deban a un uso no apropiado (funcionamiento con el tipo incorrecto de corriente/tensión, conexión a fuentes de energía no apropiadas, rotura), desgaste normal y deficiencias que no influyan de forma significativa en el valor del aparato o en su aptitud para el uso. La garantía desaparece en caso de efectuarse intervenciones en establecimientos no autorizados por nosotros o en caso de utilizar piezas de recambio no originales. La garantía solo entra en vigor si la fecha de compra queda acreditada mediante sello y firma del vendedor en la tarjeta de garantía y la tarjeta de registro. Esta garantía puede hacerse efectiva en todos aquellos países en los que este aparato sea vendido en concesionarios autorizados y en los que no exista ninguna restricción que se oponga a la importación ni cualquier otra disposición legal sobre la aplicación de la garantía. En caso de garantía, le rogamos entregue el aparato completo con la tarjeta de garantía rellena a uno de nuestros concesionarios de servicio técnico autorizados o envíe ambos al establecimiento más cercano de atención al cliente. Queda excluido de esta garantía cualquier otro tipo de reclamación, siempre que no quede contemplada nuestra responsabilidad de forma obligatoria. El derecho a reclamar garantía derivado de este contrato de compraventa frente al vendedor no se ve afectado por esta garantía.

rhinoBeam ^{forte}

**Garantiekarte
Guarantee card
Card de garantie
Carta de garanzia
Tarjeta de garantia**

Service notes: _____



Name und vollständige Anschrift des Käufers.
Name and full address of purchaser.
Nom et adresse complète de l'acheteur.
Nome e indirizzo completo dell'acquirente.
Nombre y dirección completa del comprador

Kaufdatum
Date of purchase
Data d'achat
Data d'acquisto
Fecha de compra

Stempel und Unterschrift des Händlers.
Stamp and signature of dealer.
Cachet et signature du commercant.
Timbro e firma del negozio
Sello y firma del vendedor.

RHINOBEAM AG - CH-6340 Baar - Switzerland

Do not clean the nasal light transmitter fitting with high Alcoholic substance (greater than 8 percent alcohol), at or below room temperature.

The batteries must be removed from the device before it is scrapped and that they are disposed safely



For technical documents please contact Rhinobeam AG
This device has been tested for EMC requirement according to EN 60601-1-2